

Recenti evoluzioni nella strumentazione per analisi non invasive sulle opere d'arte.


Strumenti portatili, mapping e combinati

Webinar – 25 Maggio 2021



**ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI
ARCHEOMETRIA**

Speakers



Alessandro Tocchio
Sales Manager
XGLab – Bruker BNA



Michele Gironda
Global Market
Segment Manager
Art & Conservation
Bruker Nano GmbH



Claudia Sciuto
Dipartimento di
Civiltà e Forme del
Sapere
Università di Pisa




Simona Raneri
ICCOM-CNR, Pisa

Agenda


Part I – Recenti evoluzioni nella strumentazione per analisi non invasive sulle opere d'arte

Part II – Novità dai nostri laboratori R&D: combinando l'XRF con tecniche di analisi complementari


Part III – Strumentazione portatile e archeologia da campo: sfide tecniche e prospettive di ricerca



XRF in Art



Trace element sensitive



Information from depth in the sample




No sample preparation

- XRF is an element specific technique as each element absorbs and emits fluorescence at its individual energy
- The element concentration can be determined from this data as XRF spectrometers analyze the fluorescence
- An XRF scanner records the fluorescence on multiple points to determine the element distribution
- In most cases X-rays can penetrate deeper into matter than visible light allowing identification of hidden paintings or faded colors

XRF in Art

- XRF has proven to be a **core analytical technique** in Cultural Heritage studies
- XRF provides key information on objects: **reliable, fast, and non-invasive**
- **But** application needs are not always the same. They differ in crucial ways with respect to the **what**, the **where**, and the **how**.
- Bruker offers several instruments for one analytical principle



XRF, Art and Collections Management

Mapping



Spot



TRACER



ELIO



CRONO



M6
JETSTREAM




M4 TORNADO



SEM
EDS-WDS- μ XRF

Portable



Lab based

TRACER 5 Handheld XRF

The standard in handheld-XRF analysis for cultural heritage



ELIO mapping XRF

Ultra-portable point and mapping XRF




ELIO mapping XRF

Flexibility of approach and positioning – ideal for manuscripts, books and other documents



Mesoamerican manuscripts, Bodleian Library Oxford (see *Grazia et al. 2019*)



Isaac Oliver miniatures, Fitzwilliam Museum, Cambridge University (Dr. Paola Ricciardi)

CRONO mobile large-area micro-XRF mapping

Trolley or
frame mounted
- lightweight for
mobile
positioning
while retaining
MA-XRF
capabilities




M6 JETSTREAM large-area micro-XRF mapping

Museum- & lab-
based mapping
solution




M4 TORNADO micro-XRF



Small spot,
closed-beam
 μ XRF



Metallic objects





Photography




Manuscripts

QUANTAX detectors for Scanning Electron Microscopes


EDS, WDS and EBSD
detectors for SEM
XTrace micro-XRF
source for SEM



Paint cross sections





Ceramics



Novelties – TRACER 5g




- Incorporates new Graphene window detector
- Dramatically improves the low energy sensitivity of the instrument



- 3x Sensitivity for Na
 - 2x sensitivity for Mg
- In Nose down; no window; He flush (60 sec)
- LOD Na <300 ppm
 - LOD Mg <100 ppm

Novelties – ELIO & CRONO: ESPRIT Reveal

- easy manual and automatic peak identification
- compare spectra
- background subtraction and deconvolution / peak fitting
- spectra quantification with selectable and customizable evaluation methods



- visualization and overlay of sample images and hypermaps for multi-element display
- cut and extract object spectra
- maximum pixel analysis
- background subtraction and deconvolution

Study of historic photography

Elemental analysis by micro-XRF

Why scan historic photography?

- Recovery of damage, accessing the original image when no longer easily visible optically
- Understanding historic photographic processes, including materials and methods
- "Seeing through" later retouching and overpainting

M4 TORNADO micro-XRF


- Recovery of fine elemental detail



Optical image of late 1800's
B&W print on card



Ag-La element map
(gradient inverted) to
show "positive" image



Cu-Ka map – ink
stamp projecting
through the card

Study of historic photography Elemental analysis by micro-XRF



- Recovering images from a damaged daguerreotype



Optical image of a 1/9 plate daguerreotype photo that is mildly scratched and tarnished



Hg image occurs as a "positive" due to the daguerreotype process, recovering fine detail




Study of historic photography Elemental analysis by micro-XRF


- Tin-type photograph on a base of Si-Pb-Mn glass



Optical image




Ag



Si-map appears as a "negative" due to shielding by the Ag that defines the image

The photograph was retouched with Au-paint to "create" jewelry, which is lacking in the original image

Novelties – M6 JETSTREAM : Double Detector




Using 2x 60 mm² SDDs results in a significant improvement of signal acquisition

- The Geometry reduces the “shadow” effect
- The dual-detector setup with independent signal processing units allows for maximizing the detectable counts while retaining good spectroscopic resolution and low dead times

More signal per time → faster scanning and/or better signal to noise ratio and lower sample dose → passive improvement without increasing sample irradiation

Novelties – M6 JETSTREAM : Double Detector

Single detector
“looking” from the right




Double detector
“looking” from both sides



Detection “shadow”


Novelties – M6 JETSTREAM : Aperture Management System



The AMS enables:

- A narrower beam
 - ➔ To keep things in focus, even below and above the analytical distance
- A longer working distance
 - ➔ Less chance of collisions
 - ➔ So variations in sample height are not critical
- Smaller spots for light elements
 - ➔ So lighter elements are resolved better

Novelties – M6 JETSTREAM : Aperture Management System



Novelties – M6 JETSTREAM : Aperture Management System



Standard setting




AMS 500 μm

Novelties – M6 JETSTREAM : Aperture Management System



zoom



Standard setting







AMS 500 μm

BNA XGC


Novità dai nostri laboratori R&D: combinando la tecnica XRF con tecniche di analisi complementari

Alessandro Tocchio



BRUKER Engineering Specials for Art & Conservation

- XRF is a widely adopted technique in Art & Conservation studies, but the data obtained with XRF are often completed by other techniques:



Towards a more comprehensive analysis: XRF combined with complementary techniques

HYDRA – Portable XRF-XRD

HYDRA Detection head



Vertical Mounting on Tripod



0°-90° Tilt for Horizontal setups




- X-ray Tube: 30W, 10-50kV (Cu anode)
- XRF detection: SDD with < 135 eV FWHM@Mn K α
- XRD detection: 2D Photon Counting detector, 20°-55° in 2 θ

HYDRA – Portable XRF-XRD

- HYDRA Acquisition Software overview


XRF Acquisition Panel



Live microscope camera on area of analysis

Possibility to add up to 2 external cameras

XRD Acquisition Panel



Alignment and focusing system based 4 LASERS



Point of analysis

HYDRA – Portable XRF-XRD





Measurements on “Madonna dell'Umiltà adorata da un principe della casata estense”, Jacopo Bellini, Louvre, Parigi

Courtesy of C2RMF





Point 1:

- Lazurite
- Cerussite
- Quartz



Point 2:



- Aluminium cobalt
- Cerussite



Point 3:

- Lazurite
- Calcite
- Gold

HYDRA – Portable XRF-XRD




- Comparison of different pigment XRF spectra
- Identification of preparation layers
- Comparison of 2D diffractograms for different acquisitions
- Identification of common and different diffraction patterns

Courtesy of Auxiliadora Gomez-Moron, Universidad Pablo de Olavide Sevilla

HYDRA – Portable XRF-XRD


■ The case of ultramarine blue



Thanks to **the selectable filtering options**, Hydra has outstanding performances at **low energies (<2keV)** in air.


Aluminum [Al-ka] and Silicon [Si-ka] were successfully detected.

Courtesy of Auxiliadora Gomez-Moron,
Universidad Pablo de Olavide Sevilla



By setting the constraints on the presence of Aluminum, Silicon and Sulfur first and on the presence of Calcium after, it was possible to identify the presence of **Calcite** and **Lazurite** ((used typically for ultramarine blue)

IRIS – XRF/VIS-NIR-SWIR HYPERSPECTRAL SCANNER



Instrument developed under the project "MOBARTECH", co-financed by Regione Lombardia (POR FESR 2014 – 2020)4

XRF

- Excitation: compact tube (10W, 50kV)
- Detection: SDD 50mm², from Na to U (with optional He flux)




Reflectance Spectroscopy

- Excitation: Halogen Lamp
- Detection: two spectrometers covering 380 nm to 2500 nm



IRIS – XRF/VIS-NIR-SWIR HYPERSENSITIVE SCANNER

- XRF and Reflectance Spectroscopy excitation and detection are integrated in a compact detection head:




- X-ray fluorescence optimal geometrical setup
- Coaxial VIS-NIR-SWIR excitation and detection

- Perfectly registered XRF and RS spot of analysis


IRIS – XRF/VIS-NIR-SWIR HYPERSENSPECTRAL SCANNER

- Hyperspectral scanning and data output:


Whisk broom scanning



Data output



Hyperspectral Data Cube




XRF+VIS-NIR+SWIR consistent information for each pixel


IRIS – XRF/VIS-NIR-SWIR HYPERSPECTRAL SCANNER

- IRIS Acquisition Software overview

XRF Acquisition Panel




Reflectance Spectroscopy Acquisition Panel









IRIS – XRF/VIS-NIR-SWIR HYPERSPECTRAL SCANNER

- Examples of elaboration and analysis enabled by the VIS-NIR-SWIR acquisition




— Phthalocyanine green/casein (P)
 — Chrysocolla/casein (C)
 — Malachite/casein (M)

Reflectance



IRIS – XRF/VIS-NIR-SWIR HYPERSPECTRAL SCANNER



Work developed in collaboration with the Microchemistry and Microscopy Art Diagnostic Laboratory (M2ADL), Department of Chemistry "Giacomo Ciamician – University of Bologna

IRIS – XRF/VIS-NIR-SWIR HYPERSPECTRAL SCANNER

XG IRIS Software (C:\Users\IRIS\Desktop\DEMO\Demo.xrp)

File Project Acquisition XRF View RS View Settings Tools ?

Venus_long_map

Acquisition and Analysis Details

Date and Time: 08/03/2021 11:20:22

Total Time: 1626,5 s

Device: SNO1998

Tube Configuration: 40 kV, 200 μ A

Tube Target Material: Rh

Collimator/Filter configuration: 0.5 mm, No filter

Acquisition Channels: 4096

Map size (height x width): 125,848 mm x 109,002 mm

Map size (rows x columns): 251 x 218

Pixel Size (height x width): 0,500 mm x 0,500 mm

Speed: 13,89 mm/s

Spectra Time: 30 ms

Start Position: X: 256,998 mm, Y: 61,244 mm

Note:

Map

RS - Azurite

XRF - Cu

Reconstructed Image

ROI Editor

Name	Wavelength (nm)	Ref.
Dammar	2303	<input type="checkbox"/>
Azurite	1493	<input type="checkbox"/>
Gypsum	1445	<input checked="" type="checkbox"/>
New ROI (1)	400	<input type="checkbox"/>
New ROI (2)	380	<input type="checkbox"/>

Output Graph

RS spectrum

Reflectance [%] (Linear Scale)

Wavelength (nm)

RS Spectrum Dark Background White Reference


Azurite

Work developed in collaboration with the Microchemistry and Microscopy Art Diagnostic Laboratory (M2ADL), Department of Chemistry "Giacomo Ciamician – University of Bologna



NETWORK
AIAR
AZIENDE

WEBINAR



Strumentazione portatile e archeologia da campo sfide tecniche e prospettive di ricerca

CLAUDIA SCIUTO DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE, UNIVERSITÀ DI PISA

SIMONA RANERI ICCOM-CNR, PISA



UNIVERSITÀ DI PISA



LAD-Laboratorio di Archeometria e Diagnostica

- Sviluppo di protocolli non distruttivi per l'analisi in situ e in laboratorio
- Raccolta e condivisione di reference data
- Data sharing, repositories e open data archeometrici





Attività e ricerche archeologiche sul campo

Italia, Francia, Grecia,
Turchia, Egitto, Iran,
Oman

La rivoluzione
dell'archeometria
da campo

VERSO UN CAMBIO DI
PARADIGMA?

Material biographies
come
indicatori ambientali,
sociali e tecnologici





‘The apparent
“discipline” of
archaeology thus
appears very
undisciplined’




Hodder I. 1999 The Archaeological
Process: An Introduction, p. 19



Archeometria “da campo”: challenges

Contesti e problematiche:

- posizionamento della strumentazione
- caratteristiche dei target
- condizioni ambientali
- superfici non “pulite”



Ricostruzione di cantieri in grandi strutture (Villa Tardo Romana dei Vetti, Capraia-Limite sull'Arno, Firenze)


Provenienza delle materie prime per interpretare rapporti tra maestranze e modelli architettonici



Ricostruzione di cantieri in grandi strutture (Villa Tardo Romana *dei Vetti*, Capraia-Limite sull'Arno, Firenze)






Murature affrescate frammentarie. ricostruzione del "puzzle" per lettura delle iconografie



Classificazione provenienza *anfore da trasporto* (Acropoli di Volterra)

- screening per classificazione rapida di un gran numero di frammenti
 - 3 misure per campione
 - superficie: pulita, sezione ceramica, no superficie (slips o coatings)
 - analisi qualitativa e metodi statistici: Graph Clustering
- Confronto classificazione geochimica e tipologica:
 75.35% attribuzione corretta
 23.3% discrepanze: impasti grossolani, in alcuni casi tempers possono influenzare il dato


Classificazione vetrine, smalti e ingobbi da marker tecnologici




Tracce pittoriche


Materiali “organici” su substrato inorganico:

- XRF solo risultati su substrato (marmo)
- Raman utile per determinare natura dei pigmenti e eventuali patine/alterazioni
- Nota: The results retrieved from this handheld system should be handled with caution regarding spectral features and matrix details.





XRF mapping per l'archeologia




Microchemical mapping su geomateriali eterogenei: protocolli NDT e micro-distruttivi, data fusion






2 cm


Mapping XRF e micro-LIBS



micro-LIBS

XRF mapping





Repositories e open data archeometrici

Sharing is caring!

Rimaniamo in contatto:
claudia.sciuto@cfs.unipi.it
simona.raneri@pi.iccom.cnr.it



mappa
metodologie applicate alla predittività del potenziale archeologico



beta mappaopendata


ARCHIVI
RICERCA AVANZATA
METADATI
TERMINI DI UTILIZZO
COME PUBBLICARE NEL MOD
CREDITI
HELP
MAPPA PROJECT

KEYWORD

Trovati 133 archivi

Archivio	Anno
<u>Il progetto Selvena: un paesaggio archeologico nella lunga durata</u> Barbisan C., Causarano M., Citter C., Giovannetti M., Giovino N., Paciotti Y., Pizziolo G., Ricci F., Valdambri C., Volante N.	2021
<u>Dalle Terme di Nerone a Largo Parlascio. La sequenza stratigrafica dell'Area 1 dello scavo del 2017</u> Gualandi M.L., Fabiani F., Basile S., Campus A., Cerato I., Sorrentino G., Taccola E.	2021
<u>Geophysical Survey in the Praedia Iuliae Felicis (Pompeii, II, 4). Data</u> Urbini S., Sapia V., Materni V., Marchetti M., Anguissola A., Taccola E., Olivito R.	2021
<u>La pianificazione territoriale di Pietrelcina: strumenti di tutela e nuovi dati archeologici – Dati</u> Foresta S., Paradiso S., Ponticelli G., Scognamillo S.	2021
<u>Ricerche nella necropoli Nord a Hierapolis di Frigia – Data</u>	2021

Thank you!



Innovation with Integrity