



PRODUCTIVIDAD ASEGURADA

OPUS TOUCH

Software IR para la productividad, la tolerancia a los fallos y la conectividad.

Innovation with Integrity


Ponga fin a los cuellos de botella en el laboratorio y gestione su carga de trabajo de forma eficiente, con menos esfuerzo y mayor rendimiento. Garantice la productividad de su equipo con el software OPUS TOUCH de Bruker.

Facilidad de Uso


OPUS TOUCH supone un gran avance en el software operativo FT-IR. Se aprende a usar rápidamente, se aplica con rapidez y combina funcionalidades para aplicaciones de rutina y avanzadas. Realice análisis de forma eficiente utilizando los flujos de trabajo guiados situados en su pantalla de inicio personalizada. Configure los roles de usuario, las barras de herramientas o las opciones de informes según sea necesario. Gestione los resultados y los métodos de análisis desde un moderno archivo de datos.

Conectividad


OPUS TOUCH se integra perfectamente en su infraestructura informática. Conéctelo a bases de datos o sistemas LIMS, utilice funciones de archivo y simplifique el trabajo con ubicaciones de almacenamiento externas.



Su interfaz es intuitiva, y los botones grandes facilitan la navegación de OPUS TOUCH.



OPUS TOUCH comunica claramente el estado del sistema y la progresión del flujo de trabajo.



La pantalla inteligente con resultados múltiples le informa de todo de forma sencilla y clara.

Flujos de trabajo de evaluación dedicados

Aplique de forma eficiente los flujos de trabajo para aplicaciones de rutina como la verificación o la cuantificación. Incluso las mediciones complejas que utilizan múltiples pasos de evaluación, múltiples rangos espectrales, espectroscopía resuelta en el tiempo o una secuencia de operaciones están altamente automatizadas y pueden ejecutarse con facilidad.

Modo de integridad de datos y Audit Trail

Consiga que el software y los métodos cumplan con la 21 CFR parte 11, cGMP, las BPL y las farmacopeas internacionales, gracias a funciones como la firma electrónica, que utiliza el principio de los 4 ojos, y la gestión eficaz de los derechos de los usuarios. Su Audit Trail garantiza la fiabilidad de los datos y el seguimiento de los eventos.

Para jefes y analistas de laboratorio

Es fácil de aprender y de aplicar, ofrece flujos de trabajo guiados y la automatización de todos los pasos del proceso de análisis con diversas herramientas específicas para el operador.

Para responsables de validación

Garantizar la integridad de los datos, la trazabilidad y la responsabilidad del usuario en línea con las mediciones estandarizadas con la máxima fiabilidad y repetibilidad.

Para responsables de IT

Dispone de inteligentes opciones de gestión de datos, varias interfaces de transferencia de datos, y ofrece una flexibilidad avanzada de gestión de usuarios.

Aprenda más:



Descargar Demo



Vídeo de Demo



Tutoriales

Bruker Optics mejora continuamente sus productos y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. © 2023 Bruker Optics BOPT-01

Bruker Española S.A.
info.bopt.es@bruker.com

Worldwide offices
bruker.com/bopt-offices

Online information
bruker.com/OPUS-TOUCH

bruker.com

Bruker Optics es ISO 9001, ISO 13485, Certificación ISO 14001 e ISO 50001.

