

# Servicio Interactivo de Soporte y Diagnóstico Remoto Bruker



## REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA:

### Windows 95, 98, NT, 2000, XP:

Microsoft Internet Explorer 5.x, 6.x,  
o Netscape Communicator 4.7.x

### Mac OS 9.x o posterior:

PowerPC Macintosh G3  
64 MB RAM  
Memoria virtual encendida  
Netscape Communicator 4.5 hasta 4.7,  
o Microsoft Internet Explorer 5  
JavaScript y cookies activados  
Conexión al Internet de 56K  
QuickTime Instalado

### Solaris 7 ó Solaris 8:

Procesador UltraSPARC o SPARC  
128 MB RAM  
Netscape 4.5x, 4.6x, ó 4.7x  
JavaScript y cookies activados  
Pantalla con video de 16-bit o más  
CDE u OpenWindows  
Conexión al Internet de 56K

### Linux:

Red Hat Linux 6.x/7.x o versiones  
compatibles con kernel y XFree86  
Intel x86 o un procesador compatible  
128 MB RAM  
Netscape 4.7x  
JavaScript y cookies activados  
Pantalla con video de 16-bit o más  
CDE u OpenWindows  
Conexión al Internet de 56K

### Palm:



Palm V o Palm VII con un módem  
Inalámbrico y minutos a través de  
OmniSky o GoAmerica

Resuelva sus anomalías técnicas al instante vía Internet & Bruker WeBex site

Tan fácil como conectarse a la web de Bruker Española <http://www.bruker.es>



Nuestro servicio técnico accederá a su instrumento realizando el diagnóstico y solventando su problema



En entorno seguro codificado SSL

